



SCANDIAMED GRUPP AB

DISPO Ice



DISPO Ice - Easy Ice - implantat Ice Klass II ett medicintekniskt

Disponibel is väska tillverkad i två olika versioner, icke vävt material och polyeten. Efter att ha pressats de inre vatten-påsen, börjar det genast att endoterm reaktion få en omedelbar kyla (4 ° / -8 ° C). Tre thermosolderings för en säker användning

Storlek: 14 x 18 cm, 14 x 24 cm

Förpackning: kartong med 25 st

ScandiaMed Grupp AB, Reg. No: 556815-2556
Björnidegränd 16, SE-162 46 VÄLLINGBY, SWEDEN
Telefon: +46 8 50862525, +46 763383686

VAT No: SE556815255601, Bankgiro: 653-0284, Plusgiro: 56 28 93-8

ScandiaMed Grupp AB innehar F-skattsedel

www.scandiamed.com, info@scandiamed.com