



SCANDIAMED GRUPP AB

DispoBibs



Haklappar på rulle gjord av två skikt, ett av högabsorberande cellulosa vävnad och en av vattentäta polyeten. Extremt mjuk och behaglig, försäkrar de en utmärkt skydd för patienten. Varje rulle har 60/80 haklappar med färdigskurna och bekväm band eller biadesive, levereras också i sitt nyttiga dispenser

Färger: grön, blå och vit

Storlekar: rulle cm 50 x 60 x 80
tårar, rulle cm 50 x 80 x 60 tårar

Förpackning: kartong med 6 rullar

ScandiaMed Grupp AB, Reg. No: 556815-2556
Björnidegränd 16, SE-162 46 VÄLLINGBY, SWEDEN
Telefon: +46 8 50862525, +46 763383686
VAT No: SE556815255601, Bankgiro: 653-0284, Plusgiro: 56 28 93-8
ScandiaMed Grupp AB innehar F-skattsedel
www.scandiamed.com, info@scandiamed.com