



**SCANDIAMED GRUPP AB**



### **DispoGel**

#### **Klass II ett medicintekniskt**

Återanvändbara kall / varm gelatin,  
helt atoxic,  
lämplig för medicinskt bruk också.  
Lägg den i frysen i 1h30 minst  
innan du använder för kryoterapi.  
Lägg den i kokande vatten i 5  
minuter minimum eller i  
mikrovågsugnen för maximalt 1  
minut när heta ansökan krävs

**Varning:** för att förebygga  
bränner, rekommenderas  
användning av gelatin påsen  
tillsammans med den speciella  
fickan tillverkade av icke-vävt tyg i  
mikrofiber. För utvärtes bruk

**Storlek:** 14 x 18 cm, 14 x 24 cm

**Förpackning:** kartong med 25 st