



SCANDIAMED GRUPP AB

DispoMask



Disponibel hög filtrering munskydd med tre lager av TNT.Producerad för maximalt andningsskydd och komfort.Nasal byggt långfinger,luftsprutor,ingen glasfiber, latexgummi med rundade skydd bomull / frotté-allergiframkallande

BFE: 99,8% (index av makt filtrering)

Delta P: 1,8 (betyget ansträngning)

Färger: Grön och blå

Förpackning: kartong med 40 lådor med 50 masker.

ScandiaMed Grupp AB, Reg. No: 556815-2556
Björnidegränd 16, SE-162 46 VÄLLINGBY , SWEDEN
Telefon: +46 8 50862525, +46 763383686

VAT No: SE556815255601, Bankgiro: 653-0284, Plusgiro: 56 28 93-8

ScandiaMed Grupp AB innehar F-skattsedel

www.scandiamed.com, info@scandiamed.com