



SCANDIAMED GRUPP AB

DispoPack



Platt rullar och påsar för fuktig värme sterilisering med indikatorer som visar att steriliseringsprocessen var effektiva. De är gjorda av ett skikt av genomskinlig plast av polypropen och ett skikt av vitt papper. Material uppfyller alla internationella och europeiska standarder. Kvalitet har säkerställa en hög resistens.

Förpackning: platt rullar 50 mm x 200 m
förpackning med 8 rullar: 75 mm x 200 m
förpackning med 8 rullar: 100 mm x 200 m
kartong med 4 rullar: 150 mm x 200 m kartong
med 4 rullar, 200 mm x 200 m box för 2 rullar,
250 mm x 200 m Kartong med 2 rullar, 300 mm
x 200 m låda med en rulle, 350 mm x 200 m
låda med en rulle, 400 mm x 200 m låda med 1
rulle.

Förpackning: platt påsar 60 x 100 mm-pack
200 påsar, 90 x 165 mm-pack 200 påsar, 90 x
230 mm-pack 200 påsar, 140 x 250 mm-pack
200 påsar, 190 x 330 mm-pack 200 påsar, 300
x 400 mm-pack 200 påsar.

ScandiaMed Grupp AB, Reg. No: 556815-2556
Björnidegränd 16, SE-162 46 VÄLLINGBY, SWEDEN
Telefon: +46 8 50862525, +46 763383686
VAT No: SE556815255601, Bankgiro: 653-0284, Plusgiro: 56 28 93-8
ScandiaMed Grupp AB innehar F-skattsedel
www.scandiamed.com, info@scandiamed.com